

## Workflow de Virus y Plásmidos (v1.0)

Speed	Taxonomic assignment	Functional annotation
geNomad is significantly faster than similar tools and can be used to process large datasets.	The identified viruses are assigned to taxonomic lineages that follow the latest <a href="#">ICTV</a> taxonomy release.	Genes encoded by viruses and plasmids are functionally annotated using geNomad's marker database.

### Descripción General

Este workflow toma archivos de ensamblaje, genera una lista de virus y plásmidos que se detectaron en el archivo y proporciona información de calidad y confianza.

### Ejecutando el Workflow

Actualmente, este workflow se puede ejecutar en [NMDC EDGE](#) o en recursos informáticos locales. (Las instrucciones y requisitos de instalación se encuentran [aquí](#) y [aquí](#)).

[Aquí](#) se encuentran videos tutoriales sobre cómo ejecutar cada workflow en NMDC EDGE.

### Aporte

El input para este workflow debe ser un archivo de 'reads' ensamblados provenientes de un metagenoma, metatranscriptoma o genoma. La entrada recomendada es la salida del 'Metagenomic Assembly Workflow' del NMDC (Ensamblaje Metagenómica) o del workflow 'metaT' (Metatranscriptómica).

- **Formatos de archivo aceptables:** .fasta, .fa, .fna

### Detalles

Este workflow toma archivos de ensamblaje y ejecuta el workflow geNomad, seguido de checkV para determinar la calidad y confianza de los resultados de geNomad. La taxonomía que se reporta se basa en los [linajes del ICTV](#). Puede encontrar una guía de inicio rápido para geNomad [aquí](#).

### Versiones de Software

- geNomad: v.1.5.2
- geNomad database: v1.3
- CheckV: v1.0.1
- CheckV database: v1.4


**Parámetros predeterminados:** puntuación mínima: 0,7, al menos un gen distintivo identificado para ‘contigs’ cortos.

**Parámetros relajados:** informará todas las secuencias identificadas como ‘virus’ o ‘plásmido’, independientemente de la puntuación en sí o de cualquier otra anotación; Puntuación mínima de configuración ‘relajada’: 0, sin requisitos para la identificación de genes distintivos

**Parámetros conservadores:** puntuación mínima: 0,8; se requiere la identificación de al menos un gen viral distintivo para todos los ‘contigs’

## Productos

En NMDC EDGE, la tabulación de resultados virus\_plasmid muestra información sobre los virus identificados en los datos de entrada, incluyendo la longitud de la secuencia, la topología, las coordenadas, la cantidad de genes, el código genético, la puntuación del virus, la tasa de descubrimiento falso (FDR), la cantidad de genes distintivos, el enriquecimiento del marcador, y taxonomía. Puede encontrar más información sobre estos datos de salida [aquí](#).




The screenshot shows the NMDC EDGE web interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Home, Tutorials, Public Projects, Upload Files, NMDC (Sample Submission Portal, Data Portal), WORKFLOWS (Metagenomics, Metatranscriptomics, Organic Matter, Viruses and Plasmids, Run a Single Workflow, Metaproteomics). The main content area has a top navigation bar with 'My Projects', 'My uploads', 'Download SRA Data', and 'Job Queue'. Below this is a 'Virus prediction summary' table with columns: seq\_name, length, topology, coordinates, n\_genes, genetic\_code, virus\_score, fdr, n\_hallmarks. The table lists eight entries with varying sequence lengths and gene counts.

seq_name	length	topology	coordinates	n_genes	genetic_code	virus_score	fdr	n_hallmarks
nmdc:mga0qj3a46_scf_602_c1	12,757	No terminal repeats	NA	15	11	0.981	NA	3
nmdc:mga0qj3a46_scf_2217_c1	7,692	No terminal repeats	NA	10	11	0.98	NA	2
nmdc:mga0qj3a46_scf_2025_c1	7,981	No terminal repeats	NA	15	11	0.979	NA	1
nmdc:mga0qj3a46_scf_6036_c1	5,075	No terminal repeats	NA	8	11	0.973	NA	2
nmdc:mga0qj3a46_scf_17_c2	27,586	No terminal repeats	NA	46	11	0.972	NA	2
nmdc:mga0qj3a46_scf_3632_c1	6,304	No terminal repeats	NA	12	11	0.97	NA	2
nmdc:mga0qj3a46_scf_1208_c1	9,535	No terminal repeats	NA	24	11	0.967	NA	1

Otra tabla en esta sección proporciona el resumen de predicción de plásmidos que incluye información sobre la longitud de la secuencia, la topología, la cantidad de genes, el código genético, la puntuación del plásmido, la tasa de descubrimiento falso (FDR), la cantidad de genes distintivos, el enriquecimiento de marcadores, los genes de conjugación y cualesquiera genes de resistencia antimicrobiana (AMR) presentes. Como se indicó anteriormente, puede encontrar más información sobre estos datos de salida [aquí](#).



Todos los archivos de salida están disponibles para descargar en la tabulación ‘Browser/Download Output’ (Navegador/Descargar Productos) en la parte inferior de la página de resultados.



The screenshot displays the MG-RAST web interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Home, Tutorials, Public Projects, Upload Files, NMDC, Sample Submission Portal, Data Portal, WORKFLOWS (Metagenomics, Metatranscriptomics, Organic Matter, Viruses and Plasmids, Run a Single Workflow, Metaproteomics), and a back arrow. The top navigation bar includes 'My Projects', 'My uploads', 'Download SRA Data', and 'Job Queue', along with a user profile icon 'JK'. The main content area shows a table of results with columns for 'Not-determined', 'Genome-fragment', 'NA', 'NA', '0', '1', and 'detected'. Below this is a 'Browser/Download Outputs' section with a table listing files: 'virus\_plasmid', 'checkv', and 'geNomad\_summary'. A link 'Learn more about the virus\_plasmid outputs ...' is present. The footer contains the Los Alamos National Laboratory logo, management information for Triad National Security, LLC, and the NISA ACCESS logo with the tagline 'Advancing Innovation'.

Not-determined	Genome-fragment	NA	NA	0	1	detected
						no viral genes detected
Low-quality	Genome-fragment	14.29	AAI-based (high-confidence)	0	1.03	

File	Size	Last Modified
virus_plasmid		
checkv		
geNomad_summary		

[Learn more about the virus\\_plasmid outputs ...](#)

Los Alamos NATIONAL LABORATORY  
Managed by Triad National Security, LLC for the U.S Dept. of Energy's NNSA  
© Copyright Triad National Security, LLC. All Rights Reserved.

NISA ACCESS  
Advancing Innovation