


Workflow Assemblage de Génomes à partir de Métagenomes (MAGs) (v1.0.2)



Aperçu

Ce workflow groupe les contigs au sein de bins et les bins sont elle-même affinées à l'aide du fichier d'annotation fonctionnelle. Les bins sont évaluées quant à leur exhaustivité et leur contamination. La qualité des bins est déterminée, et une affiliation taxonomique est attribuée à chaque bin de qualité élevée ou moyenne.

Exécution du Workflow

Ce workflow peut être exécuté via [NMDC EDGE](#) ou sur des ressources de calcul locales (les instructions et conditions d'installation se trouvent [ici](#))

Des didacticiels vidéo sur la façon d'exécuter chaque workflow dans NMDC EDGE sont disponibles [ici](#).

Fichiers d'entrée

Ce workflow nécessite des contigs assemblés dans un fichier FASTA, le fichier d'alignement des reads sur les contigs assemblés (SAM ou BAM), une annotation fonctionnelle de l'assemblage dans un fichier GFF.

- **Formats de fichier acceptés :** contigs assemblés (.fasta, .fa, ou .fna); alignement des reads sur l'assemblage (.sam.gz ou .bam); annotation fonctionnelle (.gff)

Instructions détaillées

Le workflow est basé sur le pipeline de binning des métagénomes d'IMG et a été modifié spécifiquement pour le projet NMDC. Pour tous les métagénomes traités, il groupe les contigs dans des bins à l'aide de MetaBat2. Ensuite, les bins sont affinées à l'aide du fichier d'annotation fonctionnelle (GFF) du workflow d'annotation de métagénomes et, si disponibles, des informations d'affiliation taxonomique des contigs. L'exhaustivité et la contamination des bins sont évaluées par CheckM et les bins se voient attribuer un niveau de qualité (Haute Qualité (HQ), Qualité Moyenne (MQ), Faible Qualité (LQ)) sur la base des normes MiMAG. En dernière étape, GTDB-Tk est utilisé pour attribuer une affiliation taxonomique aux bins HQ et MQ. La base de données GTDB-Tk requise est intégrée à NMDC EDGE.

Versions des outils

- Biopython v1.74
- Sqlite
- Pymysql
- requests
- samtools > v1.9 (License: MIT License)
- Metabat2 v2.15
- CheckM v1.1.2
- GTDB-TK v1.2.0

Fichiers de sortie

Le fichier de sortie principal est l'archive zip des bins de haute qualité (HQ) et de qualité moyenne (MQ). Les contigs non inclus dans une bin ou inclus dans une bin de faible qualité sont aussi disponibles.

Fichiers de sortie principaux	Description
hmqm-metabat-bins.zip	Bins de haute qualité ou de qualité moyenne.

Exécution du workflow « Assemblage de Génomes à partir de Métagenomes » (MAG) dans NMDC EDGE

Sélectionner un workflow

1. Dans la catégorie « Metagenomics » dans la barre de menu de gauche, sélectionnez « Exécuter un workflow ».
2. Entrez un nom de projet unique sans espaces (les traits de soulignement sont possibles).
3. Une description est facultative, mais utile.
4. Sélectionnez « Metagenome MAGs » dans le menu déroulant sous Workflow.

Metagenomics | Run Single Workflow

Run a Single Workflow

Project/Run Name (required, at 3 but less than 30 characters)

Description (optional)

Workflow

Select a Workflow...


- ReadsQC
- Read-based Taxonomy Classification
- Metagenome Assembly
- Metagenome Annotation
- Metagenome MAGs**


Fichiers d'entrée


Le workflow Metagenome MAG nécessite des contigs assemblés, le fichier d'alignement des reads sur les contigs assemblés et un fichier d'annotation fonctionnelle. L'entrée recommandée correspond aux fichiers de sortie des workflows d'assemblage et d'annotation NMDC. **Formats de fichiers acceptables:** contigs assemblés (.fasta, .fa ou .fna) ; alignement des reads sur l'assemblage (.sam.gz ou .bam) ; annotation fonctionnelle (.gff).


5. Cliquez sur le bouton à droite de l'espace vide pour l'entrée « Input Contig File ». Une boîte de dialogue appelée « Select a File » s'ouvrira pour permettre à l'utilisateur de trouver le fichier souhaité à partir d'un workflow d'assemblage précédemment exécuté, du dossier de données publiques, ou d'un fichier téléchargé par l'utilisateur
6. Cliquez sur le bouton à droite de l'espace vide pour le fichier d'entrée Sam/Bam. Une boîte appelée « Select a File » s'ouvrira pour permettre à l'utilisateur de trouver le fichier d'alignement des reads à partir d'un workflow d'assemblage précédemment exécuté, du dossier de données publiques, ou d'un fichier téléchargé par l'utilisateur.
7. Cliquez sur le bouton à droite de l'espace vide pour le fichier GFF d'entrée. Une boîte appelée « Select a File » s'ouvrira pour permettre à l'utilisateur de trouver le(s) fichier(s) souhaité(s) à partir d'un workflow d'annotation précédemment exécuté, du dossier de données publiques, ou d'un fichier téléchargé par l'utilisateur.
8. Enfin, cliquez sur « Submit ».


Input

Input Contig File ⓘ  5

Input Sam/Bam File ⓘ  6

Input GFF File ⓘ  7

Input Map File ⓘ 

 8


Fichiers de sortie



La section « General » indique quel workflow et quels outils ont été exécutés, ainsi que les informations d'exécution.

General

Workflow	Run	Status	Running Time	Start	End
Metagenome MAGs	On	Done	00:56:49	2021-10-18 16:51:51	2021-10-18 17:48:40

► "Project Configuration" : { ... }

 Browser/Download Outputs

File	Size	Last Modified
 MetagenomeMAGs		
activity.json	7 kB	16 days ago
bins.lowDepth.fa	0 B	16 days ago
bins.tooShort.fa	8.68 MB	16 days ago
bins.unbinned.fa	16.82 MB	16 days ago
checkm_qa.out	3 kB	16 days ago
data_objects.json	2 kB	16 days ago
gtdbtk.bac120.summary.tsv	11 kB	16 days ago
hmq-metabat-bins.zip 	6.04 MB	16 days ago
MAGs_stats.json	7 kB	15 days ago
metabat-bins.zip	1.81 MB	16 days ago